

NUEVAS TURBINAS **PROSTYLE** by Lares



U.S.A.
made in california

757 PROSTYLE LITE SF



CON TECNOLOGÍA

DYNAMIC **PRECISION**™
TURBINE BALANCING



-  Diámetro de cabezal STANDAR: 13 mm. - Altura: 14,6 mm.
-  Potencia máx.: 21 w. Máximo torque en cabeza compacta.
-  Silenciosas: 58 db.
-  Conexión rápida MX (multiflex*) con 360 ° de giro.
-  LED en bloque de alta potencia lumínica: para conector MX 150.000 lux.
-  Pinza de seguridad de alta retención dinámica.
-  Grip Control patentado. Máximo agarre sin esfuerzo al tallar.
-  Autoclavable y desinfectable.
-  Rodamientos cerámicos PREMIUM FORTE suspendidos para trabajos largos y suaves.
-  4 salidas de spray direccionales de alta capacidad (opciones de regulación con conector MX).
-  Velocidad: 360.000 rpm.
-  Peso: 43 grs. (cabezal). Acero quirúrgico pluma + PA reforzada con fibra.



Long live & Enjoy

Distribuidor oficial
BrandDental
QUALITY



Hasta 30 meses y disfrute de nuestro servicio especial. Infórmese.

C/. Enebro, 39 -Urb. Torreguil - 30833 Sangonera La Verde (Murcia)

Tel.: 868 10 20 28 - 673 884 257 • www.brandental.com • e-mail: info@brandental.com